

📎 LOS ATENTOS



CODO / MUÑECA



MUSLO (L. 50 CM)



CADERA

MIEMBRO SUPERIORES

- Hombro derecho e izquierdo
- Codo / muñeca

MIEMBRO INFERIOR

- Rodilla (L. 38 cm)
- Muslo (L. 50 cm)
- Tobillo
- Cadera derecha e izquierda.

⚙️ DETALLES TÉCNICOS

	MOOVE
Número de salida	1
Min / max presión de aire	0 mmHg / 75 mmHg
Tipo de presión	dinámica / constante
Temperatura del agua	1° à 8°C aconsejable
Programa preestablecido	1 (modificable)
Ciclo de frío y descanso	Función repeat
CE med	LNE/GMED 0459

PROFESIONALES DE LA SALUD  
Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA



El Moove



Zone ECOPARC  
27 Rue Mezière Christin  
34690 FABRÈGUES - France

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05  
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06  
olivia.beldame@easycryo.fr



www.easycryo.fr

MKS Paris : Sarl au capital de 10 000€ - SIRET : 51822767300028 / N° Intracom : FR 11518227673





## CRIOTERAPIA COMPRESIVA

Compresión de hielo "Moove" es un dispositivo de última generación que combina la crioterapia y la compresión al mismo tiempo. Esta tecnología se ha utilizado durante unos diez años en cirugía ortopédica y traumatología deportiva.

La crioterapia de compresión es muy recomendable para las siguientes indicaciones :  
Inflamaciones, traumatismos, dolor agudo y recurrente, edema, drenaje, recuperación, tendinitis ...

Recomendaciones: 1 a 3 veces al día durante 30 minutos. Para una mejor recuperación, es recomendable mantener los efectos del frío tan pronto como salga de la clínica.

Esta crioterapia cumple con los requisitos de la cirugía ambulatoria y es un complemento esencial para la optimización de la atención.

## EL CONCEPTO DE EASYCRYO




Este dispositivo médico "Moove" se utiliza para tratar los dolores diarios, los traumas y las consecuencias de la cirugía en la cirugía ortopédica.

El agua fría se envía a una férula (específica para cada área del cuerpo). El agua fría se puede combinar con una presión mantenida o alterna, lo que acentuará todos los beneficios del frío y limitará la ingesta de drogas.

Un protocolo de atención está integrado en el software y en todos los parámetros. Son ajustables en función del soporte.

Este programa preestablecido le permite iniciar el tratamiento muy rápidamente y el tanque de agua también se puede colocar en el congelador. Se puede ofrecer en bolsas para que sea fácilmente.




Traitement 1/1		
0:30:00		Quitter
EAU Manuel	Attelle genou	Air Statique
10°C/8°C		
8°C		
		75 mmHg

## EFECTOS

- REDUCE** el dolor
- BLOQUEAR** el proceso inflamatorio
- RESOLVER** edemas
- ACELERA** el cicatrización de los tejidos



 Compatible con la máscara dental después del implante o la operación de muelas del juicio.

## VENTAJA

- Sistema programable y modificable.
- Depósito de agua fría: con cubitos de hielo o en el congelador (3 horas de garantía de frío).
- Purga automática de férulas para mejor higiene.
- Cubierta de férula lavable a máquina

