

DISPOSITIVOS DE EASYCRYO



Moove

El sistema portátil de una vía permite 1 tratamiento en 1 paciente.
El Moove está disponible en su consola.



Duo

El sistema con dos salidas permite realizar 2 tratamientos en 2 pacientes.
El dúo está disponible en su consola.



First

El sistema de una vía permite 1 tratamiento en 1 paciente. El primero está disponible en su consola.

CIRUGÍA MAXILOFACIAL

DETALLES TÉCNICOS

	TWIN	MOOVE / FIRST
Número de salida	2	1
Min / max presión de aire	0 mmHg / 75 mmHg	0 mmHg / 75 mmHg
Tipo de presión	dynamique/constante	dynamique/constante
Temperatura del agua	10° à 15°C	10° à 15°C
Ciclo de frío y descanso	función repeat	función repeat
CE med	LNE/GMED 0459	



MKS Paris fabricant de la marque
easyCryo
cryothérapie systèmes



www.easycryo.fr

Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr



EL PROTOCOLO DE USO

1: Colocación de agua fría y hielo en los depósitos de agua.

La opción de pelletier está disponible, en la consola, para devolver el dispositivo perfectamente autónomo.

2: Inicie el software con la selección de la temperatura de la lente y el ajuste del tiempo de procesamiento.



3: Llenar la mascarilla con agua fría, para poder alcanzarla. El objetivo de temperatura indicado.

3 sensores permiten la regulación automática de la temperatura:

- Temperatura de la bandeja de agua.
- temperatura de la lente
- Temperatura del flujo de retorno en la máscara.

4: Colocar la máscara en la cara en la habitación para despertar



Configurando máscara en el baño despertarse

De vuelta en habitación

Cuidado de 24 à 72 h entre 12° et 14°C

Día 1

Día 2

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

- Máscara de un solo uso o máscara multipropósito para la optimización de costos
- Orientación vertical del circuito de agua fría permitiendo seguir el camino del circuito linfático.
- Funciona en red o en batería hasta 5 horas autonomías
- Conectividad del suministro de agua con válvula antirretorno.
- Doble navegación, pantalla táctil y flecha de navegación.
- Temperatura de aplicación hasta 10 ° C permitiendo una reducción en el tiempo de tratamiento.



First

Traitement 1/1		
0:30:00	Quitter	
EAU Manuel	Attelle genou	Air Statique
10°C/8°C		
8°C		
		75 mmHg

EFECTOS

- **ALIVIA** el dolor
- **MEJORA** la comodidad del paciente por postoperatorio
- **PERMITE** la acción analgésica y anti-inflamatoria
- **DISMINUYE** el edema postoperatorio



bac à eau

Salida del paciente

Día 3