






LA CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

L'ice compression «Moove» est un dispositif de dernière génération qui combine en même temps la Cryothérapie et la Compression. Cette technologie est utilisée depuis une dizaine d'années en chirurgie orthopédique et en traumatologie sportive.

La cryothérapie compressive est ainsi fortement conseillée pour les indications suivantes : inflammations - traumatismes - douleurs aiguës et récurrentes - oedèmes - drainage - récupération – tendinites...

Recommandations : 1 à 3 fois par jour pendant 30 minutes. Pour un meilleur rétablissement, il est conseillé de maintenir les effets du froid dès la sortie de la clinique.

Cette cryothérapie répond aux exigences des prises en charge en chirurgie ambulatoire, et est un adjuvant indispensable à l'optimisation des soins.

Traitement 1/1 	
0:30:00	Quitter
EAU Manuel	Attelle genou
10°C/8°C	Air Statique
8°C	75 mmHg
	

LES EFFETS

- DIMINUE** la douleur
- BLOQUE** le processus inflammatoire
- RÉSORBE** les oedèmes
- ACCÉLÈRE** la cicatrisation tissulaire

LE CONCEPT EASYCRYO


Ce dispositif «Moove» médical permet de traiter les douleurs du quotidien, les traumatismes et les suites d'une opération en chirurgie orthopédique.

De l'eau réfrigérée est envoyée dans une attelle (spécifique pour chaque zone du corps). L'eau glacée peut être combinée avec une pression maintenue ou alternée, ce qui va accentuer tous les bienfaits du froid et limiter la prise médicamenteuse.

Un protocole de soin est intégré dans le logiciel et tous les paramètres sont ajustables en fonction de la prise en charge.

Ce programme pré-établi permet de lancer le soin très rapidement et le réservoir d'eau peut être également placé au congélateur. il peut être proposé en sac pour être facilement transportable.



 Compatible avec le masque dentaire après implant ou opération des dents de sagesse.

NOS AVANTAGES

- Système programmé et modifiable
- Réservoir d'eau glacée : avec des glaçons ou au congélateur (3 heures de froid garantie).
- Purge automatique des attelles pour une meilleure hygiène.
- Housse pour attelle lavable en machine



bac à eau


LES ATTELLES



COUDE / POIGNET



CUISSE (L. 50CM)



HANCHE

MEMBRES SUPÉRIEURS

- Epaule droite et gauche
- Coude / Poignet

VISAGE

- Masque

MEMBRES INFÉRIEURS

- Genou
- Cuisse
- Cheville
- Hanche droite et gauche

DÉTAILS TECHNIQUES

	MOOVE
Nombres de sorties	1
Pression air min/max	0 mmHg / 75 mmHg
Type de pression	dynamique/constante
Température de l'eau	1° à 8°C conseillée
Programme pré-établi	1 (modifiable)
Cycle de froid et de repos	Fonction repeat
CE med	LNE/GMED 0459

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET PRESTATAIRES DE SERVICES À DOMICILE



Le modèle Moove



Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr



www.easycryo.fr

MKS Paris : Sarl au capital de 10 000€ - SIRET : 51822767300028 / N° Intracom : FR 11518227673

