



DIE KOMPRESSION KRYOTHERAPY

IceCompression ist ein innovatives Gerät zur gleichzeitigen Anwendung von Kryotherapie und Kompression

.Die kompressive Kryotherapie wird daher in Orthopädie, Sport und Rheumatologie in folgenden Indikationen dringend empfohlen:

Entzündung - Trauma - akute und wiederkehrende Schmerzen - Ödeme - Drainage - usw..

Empfehlungen: 1 bis 3 Mal am Tag für 30 Minuten. Für eine bessere Genesung ist es ratsam, die Auswirkungen der Erkältung nach Verlassen der Klinik beizubehalten. Diese Kryotherapie entspricht den Anforderungen der ambulanten Chirurgie und ist ein wesentlicher Bestandteil der Optimierung der Patient Versorgung.


DAS ICECOMPRESSION KONZEPT

Dieses medizinische Gerät ermöglicht es, die Schmerzen, die Traumata und die Folgen einer Operation in der orthopädischen Chirurgie zu behandeln.

Gekühltes Wasser fließt in eine Manschette (spezifisch für jeden Bereich des Körpers). Das kalte Wasser kann mit der Luftdruck kombiniert werden, wodurch alle Vorteile der Kryotherapie und die Begrenzung der Arzneimittelaufnahme hervorgehoben werden.

Die Behandlung kann sehr schnell starten und der wassertank auch in den Gefrierschrank gestellt werden kann. Das Gerät ist in seiner Tragetasche leicht transportierbar.






 Kompatibel mit der Zahnmaske nach Zahn Implantat oder Operation

VORTEILE

- Programmierbares System
- Mobile Kaltwassertank: mit Eiswürfeln oder am Gefrierschrank (3h Kaltgarantie)
- Automatische Spülung der Schienen für eine bessere Hygiene.
- Maschinenwaschbare Schienenschutzhüllen



bac à eau

Programm 1/1 	
0:30:00	Verlassen
Kryo Manuelle 0°C/8°C	Manschette Mask
Air Konstante	
6°C	75 mmHg
 	

EFFEKTE

- REDUZIERT den Schmerz
- BLOCKIERT den Entzündungsprozess
- REDUZIERT Ödeme
- BESCHLEUNIGT Gewebenarben

DIE MANSCHETTEN



ELLENBOGEN / HANDGELENK



MASKE



HÜFTE

OBERE EXTRÄMITÄT

- Rechte und linke Schulter
- Ellenbogen / Handgelenk
- Mask

GESICHT

- Maske

UNTERE EXTRÄMITÄT

- Knie (38 cm)
- Oberschenkel (L. 50 cm)
- Knöchel
- Rechte und linke Hüfte

TECHNISCHE DETAILS

	MOOVE
Anzahl der Ausgänge	1
Min / Max-Druck	0 mmHg / 75 mmHg
Kompression	dynamisch / konstant
Wassertemperatur	1 bis 8 °C empfohlene
Programm	1 (Parametern änderbar)
Zyklus von Kälte und Pause	Funktion Wiederholung
CE med	LNE/GMED 0459

DAS PERFEKTE HOME-CARE PRODUKT



Moove Rent



Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr



www.easycryo.fr

MKS Paris : Sarl au capital de 10 000€ - SIRET : 51822767300028 / N° Intracom : FR 11518227673

