



DIE EFFEKTE

1. Reduziert die Schmerzen
2. Lindert den Entzündungsprozess
3. Reduziert Ödeme
4. Unterstützt die Vernarbung des Gewebes
5. Beschleunigt das Rückkehr zu Aktivitäten




*Ein echtes professionelles Gerät
für den persönlichen Gebrauch*



NUTZUNGSTIPPS

- 3 Sitzungen / Tage nach der Operation
- 2 Sitzungen / Tage zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen



easyCryo

Moove Rent



Für eine optimale Heimbetreuung
der Patienten



www.easycryo.fr



Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr





DIE VORTEILE

- + 20 bis 30 Minuten Behandlung
- + Funktioniert mit gekühlten Wasser und / oder Eiswürfeln
- + Stromnetz und / oder am Akku (5 Stunden)
- + Maschinenwaschbare Schutzhüllen den Schienen



DIE MANSCHETTEN




KNÖCHEL



ELLENBOGEN /
HANDGELENK



SCHULTER



HÜFTE



OBERSCHENKE



KNIE



DATENBLATT

ICECOMPRESSION

	MOOVE RENT
Anzahl der Ausgänge	1
Min / Max-Druck	0 mmHg / 75 mmHg
Kompression	dynamisch / konstant
Wassertemperatur	1 bis 8 °C empfohlene
Programme	1 (Parameter änderbar)
Zyklus von Kälte und Pause	Funktion Wiederholung
CE med	LNE/GMED 0459



PATIENTEN VORTEILE

Das Moove Rent-Modell bietet Kompressionskryotherapie, eine anerkannte Technik in der orthopädischen Chirurgie. Diese Therapie kombiniert Eiswasserkryotherapie und Luftkompression, um die Schmerzen um zwei zu reduzieren, die Heilung zu beschleunigen und eine schnellere Erholung der körperlichen Aktivität zu ermöglichen.

Zusätzlich zu einer analgetischen Behandlung fördert diese Behandlungsmethode eine bessere und schnelle Genesung der Patienten

