



LES EFFETS

1. Réduit la douleur
2. Bloque le processus inflammatoire
3. Résorbe les oedèmes
4. Accélère la cicatrisation
5. Anticipe la reprise d'activité



*Un véritable outil professionnel
pour un usage personnel*




CONSEILS D'UTILISATION

3 séances / jour suite aux opérations

2 séances / jour pour le traitement de la
douleur et de l'inflammation

Idéal en sortie de clinique



easyCryo

Moove Rent



Prise en charge du retour et
maintien à domicile des patients.



www.easycryo.fr



Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr





NOS AVANTAGES

- + Soins de 20 à 30 minutes
- + Fonctionne avec de l'eau réfrigérée et / ou des glaçons
- + Utilisation sur secteur et / ou sur batterie (5 heures)
- + Housse pour attelle lavable en machine



NOS ATTELLES




CHEVILLE



COUDE / POIGNET



ÉPAULE



HANCHE



CUISSE




GENOU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ICECOMPRESSION

	MOOVE RENT
Nombre de sortie	1
Pression air min/max	0 mmHg / 75 mmHg
Type de pression	alternée / constante
Température de l'eau	1° à 8°C conseillée
Programme pré-établi	1 (modifiable)
Cycle de froid et de repos	Fonction repeat
CE med	LNE/GMED 0459



PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Le modèle Moove Rent propose de la cryothérapie compressive, technique reconnue en chirurgie orthopédique. Cette thérapie associe la cryothérapie par eau glacée et la compression par air permettant de diminuer par deux les douleurs, d'accélérer la cicatrisation et offre ainsi une reprise plus rapide de l'activité physique.

En complément d'un traitement antalgique I.V (sous perfusion), Cette technologie favorisera un meilleur rétablissement des patients

