



i DIE KOMPRESSION KRYOTHERAPY

Diese anerkannte Therapie, die Eiswasserkryotherapie und Luftkompression kombiniert, reduziert die Schmerzen um zwei, beschleunigt die Heilung und bietet eine schnellere Erholung der körperlichen Aktivität.

Der Moove-Sport wird Ihre Rückkehr auf dem Spielfeld optimieren. Er wird eine unermesslich Hilfe für Ihre sportlichen Ziele, und wird ihre Erholung beschleunigen.

Das MOOVE Sport ist für folgende Indikationen geeignet:

Trauma - Muskelentspannung und Erholung – Muskeltrainingsbegleitung Schmerzen und Entzündungshemmungen - schwere Beine Behandlung - usw...

Das gekühlte Wasser fließt in eine Schiene in Kombination mit kontinuierlichem oder alternierendem Luftdruck, so dass die Hauttemperatur im Durchschnitt von 30 ° C auf 6 ° C senkt, was den behandelten Bereich entlastet und die Erholung beschleunigt.



Der MOOVE Sport mit seiner Tragetasche und seiner Knieschiene

★ EFEKTE

- REDUZIERT** den Schmerz
- LINDERT** den Entzündungsprozess
- REDUZIERT** Ödeme
- UNTERSTÜTZT** die Gewebenarbenbildung
- BESCHLEUNIGT** die Erholung der Aktivität

i DAS KONZEPT VON ICECOMPRESSION

Leistung : Gekühltes Wasser wird in eine Schiene geschickt (spezifisch für jeden Körperbereich). Diese Kryotherapie kann mit anhaltendem oder wechselndem Luftdruck kombiniert werden, wodurch alle Vorteile dieser Behandlung verbessert kann.

Wirksamkeit : Die intensive Kryotherapie lindert und blockiert sofort den Entzündungsprozess. Diese Methode wird im Muskel Training verwendet, um die Ausdauer und Erholung zu erhöhen, und auch um Giftstoffe abzulassen. 10 bis 30 Minuten Anwendung reichen aus, um den Muskelaufbau zu entlasten, zu beleben und zu entspannen.

Einfachheit : Der Eiswassertank kann im Gefrierschrank vorbereitet werden, um die Dauer der Behandlungen zu verlängern. Das Gerät arbeitet mit Netzstrom oder mit Akku (5 Stunden). Es kann mit einer Tragetasche geliefert werden.



Moove sport

+ VORTEILE

- Funktioniert mit kaltem Wasser, Eiswürfeln oder gefrorenem Wasser
- Mobile mit Tragetasche
- 10 Programme + 10 frei
- Statische und dynamische Kompression



Wassertablett

DIE MANSCHETTEN



SCHULTER



OBERSCHENKEL



KNÖCHEL

OBERE GLIEDMAßEN

- Schulter (Rechts / Links)
- Handgelenk oder Ellbogen

UNTERE GLIEDMAßEN

- Knie (L. 38 cm)
- Oberschenkel (L. 50 cm)
- Knöchel
- Hüft (Rechts / Links)

TECHNISCHE DETAILS

	MOOVE
Anzahl der Ausgänge	1
Min / Max-Druck	0 mmHg / 75 mmHg
Kompression	dynamisch / konstant
Wassertemperatur	1° bis 8°C empfohlene
Programm	1 (Parametern änderbar)
Zyklus von Kälte und Pause	Funktion Wiederholung
CE med	LNE/GMED 0459

MOOVE SPORT

DIE KOMPRESSION KRYOTHERAPY

“ Ein professionelles Gerät für den persönlichen Gebrauch ”



easyCryo®

Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France



www.easycryo.fr

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr



easyCryo®