



EFFECTOS

1. Reduce el dolor.
2. Bloquea el proceso inflamatorio.
3. Reabsorbe edemas.
4. Acelera la curación.
5. Anticipa la recuperación de la actividad.

Una verdadera herramienta profesional para uso personal




CONSEJOS DE USO

3 sesiones / día después de las

2 sesiones / día para el tratamiento del dolor y la inflamación.

Ideal fuera de la clínica



easyCryo

Moove Rent



Haciéndose cargo de la devolución y Atención domiciliaria de pacientes.



www.easycryo.fr



Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr





VENTAJAS

- + 20 a 30 minutos de atención
- + Trabaja con agua cubitos de hielo y / o refrigerados
- + Usar en red y / o en batería (5 horas)
- + Funda lavable de férula en maquina



FÉRULAS




TOBILLO



CODO / MUÑECA



HOMBRO



CADERA



MUSLO



RODILLA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ICECOMPRESSION

	MOOVE RENT
Número de salida	1
Min / max presión de aire	0 mmHg / 75 mmHg
Tipo de presión	alternante / constante
Temperatura del agua	1° a 8°C aconsejable
Programa preestablecido	1 modificable
Ciclo de frío y descanso	función repeat
CE med	LNE/GMED 0459



MANEJO DE PACIENTES

El modelo Moove Rent ofrece crioterapia compresiva, una técnica reconocida en cirugía ortopédica.

Esta terapia combina la crioterapia con agua helada y la compresión del aire para reducir el dolor en dos, acelerar la curación y ofrece una recuperación más rápida de la actividad física.

Además de un tratamiento analgésico I.V (bajo perfusión), esta tecnología promoverá una mejor recuperación de los pacientes.

