



i CRIOTERAPIA COMPRESIVA

Esta terapia reconocida que combina la crioterapia con agua helada y la compresión del aire, reduce el dolor en dos, acelera la curación y ofrece una recuperación más rápida de la actividad física.

El Moove optimizará su retorno en el campo, será una ayuda invaluable para sus plazos deportivos y su aliado para la recuperación.

El Moove se refiere a las siguientes indicaciones:

Manejo de traumas, preparación y recuperación muscular, reentrenamiento, piernas pesadas.

El agua helada atraviesa la férula, en combinación con una presión de aire continua o alterna, de modo que la temperatura de la piel varía de 30 ° a 6 ° C en promedio, lo que aliviará el área tratada y acelerará la recuperación. Limitar el consumo de drogas y promover el rango de movimiento.



El deporte de Moove con su bolsa de transporte y su férula de rodilla

★ LES EFFETS

- REDUCE** el dolor
- REDUCE** el proceso inflamatorio
- RESOLVER** edemas
- ACELERA** la cicatrización de los tejidos.

i EL CONCEPTO DE ICECOMPRESSION

Rendimiento : El modelo MOOVE ofrece una presión sostenida, cuyo propósito es tratar planos profundos y presión alterna para promover la recuperación y permitir el drenaje de la inflamación.

Eficacia : el frío intenso aliviará inmediatamente y bloqueará el proceso inflamatorio. Esta tecnología se utiliza en la preparación para aumentar la resistencia y la recuperación para drenar las toxinas. De 10 a 30 minutos de cuidado suficiente para aliviar, reavivar los intercambios, drenar y relajar el área muscular.


Sencillez : el tanque de agua con hielo también se puede preparar en el congelador para prolongar la duración de los tratamientos. Nuestros dispositivos funcionan con red o con batería (5 horas). El conjunto es fácilmente portátil. El dispositivo se puede suministrar con una bolsa de transporte.



Moove sport

+ NUESTRAS VENTAJAS

- Sistema programable y modificable.
- Purga automática de férulas para Mejor higiene.
- Cubierta de férula lavable a máquina
- Depósito de agua fría: con cubitos de hielo, o en el congelador (3 horas de frío)



bac à eau

LOS ATENTOS



HOMBRO



MUSLO



TOBILLO

EXTREMIDADES SUPERIORES

- Hombro derecho e izquierdo.
- Codo / muñeca

EXTREMIDADES INFERIORES

- Rodilla (L. 38 cm)
- Muslo (L. 50 cm)
- tobillo
- Cadera derecha e izquierda.

DETALLES TEHCHNICOS

	MOOVE
Número de salidas	1
Min / max presión de aire	0 mmHg / 75 mmHg
Tipo de presión	dinámica / constante
Temperatura del agua	1° à 8°C recomendable
Programa preestablecido	1 (alterable)
Ciclo de frío y descanso.	Fonction repeat
CE med	LNE/GMED 0459

LE MOOVE SPORT

CRIOTERAPIA COMPRESIVA

“ Una verdadera herramienta profesional. para uso personal ”



easyCryo®

Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France



Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr



www.easycryo.fr

MKS Paris : Sarl au capital de 10 000€ - SIRET : 51822767300028 / N° Intracom : FR 11518227673

easyCryo®