

easyCryo®

CRYOTHÉRAPIE ÉQUINE
par Compression glacée



easycryo.fr

Cryothérapie

COMPRESSIVE Intermittente

Le SAT Equin est un dispositif de cryothérapie compressive dynamique qui agit efficacement sur les tissus superficiels et profonds.

Cette technologie combine le froid avec la pression pour une action antalgique et anti-inflammatoire puissante.

La compression intermittente permet un pompage et un drainage des inflammations. Portable et très léger, moins de 600grs, le SAT ÉQUIN optimisera la préparation et la récupération musculaire.

Rapide à mettre en place, il suffit de glisser les compressees Cryopad (technologie brevetée) dans l'enveloppe Easycryo et lancer le soin en 5 secondes.

Silencieux et positionné dans son sac de transport, la prise en charge est sécurisée...

Principe

Du froid thérapeutique (jusqu'à 1H30) et de l'air sont envoyés dans les attelles anatomiques pour que le froid agisse localement et sur le membre.

Un protocole pré-enregistré à 50 mmHg sur 20 minutes vous permettra de lancer très rapidement votre soin.

La pression peut être ajustée par pas de 5 mmHg pour une compression confortable et efficace.

Avantages

- Technologie brevetée avec les compressees Cryopad pour un froid intense et sans risque de brûlures.
- Autonomie du froid : 1h30 pour un froid intense et jusqu'à 3h00.
- Autonomie de la batterie du SAT : 5 heures
- Fourni avec une rallonge bifurquée pour un soin des deux membres en même temps.

Effets

DIMINUE LA DOULEUR

RÉDUIT
le processus inflammatoire

RÉSORBE LES ŒDÈMES

ACCÉLÈRE
la cicatrisation tissulaire

**PRÉPARATION ET RÉCUPÉRATION
MUSCULAIRE**






Pointe du jarret.

Fortement sollicité chez les chevaux de sport auxquels on demande des efforts intenses et répétés sur leurs postérieurs.

Les pathologies du jarret ainsi que l'arthrose chez les chevaux âgés sont les principales causes de boiteries.

Avec le modèle SAT ÉQUIN, nous ferons en sorte que l'articulation soit moins douloureuse et limiterons les prises médicamenteuses.



Jambe équine : Boulet & jarret.

L'apparition d'un gonflement de l'articulation est due à une effusion du liquide synovial.

Cette articulation joue un rôle majeur dans la locomotion du cheval. Plus tôt l'inflammation sera traitée sur l'animal, plus il gagnera en mobilité.

Un retard de prise en charge peut entraîner des atteintes ligamentaires telles que les entorses et des atteintes tendineuses.

Existe en 2 modèles

- 40cm de long
- 80cm de long



Compresse CryoPad



La seule compresse qui garantit un froid jusqu'à 3 heures.
Elle se glisse dans l'attelle EASYCRYO.

Adaptée pour chaque attelle équine



CRYOTHÉRAPIE ÉQUINE

Cryothérapie Compressive Dynamique



CARACTÉRISTIQUES

Techniques

RÉFÉRENCE	SAT
DIMENSIONS	270 x 100 x 50 cm
POIDS NET	600g
PRESSION	Réglable de 0 à 75 mmHg avec paliers de 5mmHg
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	Réglable de 0 à 90 minutes avec paliers de 5 minutes
SORTIE DC	24V, 10A
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	5°C à 40°C 10% à 95% d'humidité
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5°C à 40°C
BATTERIE	Lithium, ion, 5h d'autonomie
GARANTIE PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 an
Livré avec son sac de transport, sa rallonge bifurquée, sa paire d'attelles au choix avec ses compressees Cryopad	

EasyCryo, développe des dispositifs adaptés aux pathologies aiguës et chroniques des chevaux.

Toujours en quête d'innovation et pour plus de confort, nous créons des solutions en collaboration avec des experts pour faciliter le quotidien dans le milieu équin.

Nos produits sont pensés pour la gestion des traumatismes et respectent des protocoles de développement validés.

Contact

Zone Ecoparc
27 rue Mézière Christin
34690 Fabrègues - FRANCE

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Mob. +33 (0)6 80 28 48 30
olivia.beldame@easycryo.fr

EASycryo.FR
easycryo.fr